


东胜·兴

www.eastwin.com



迷你，方便，快捷！



EQ-6K

Q旋风迷你离心机 Mini Centrifuge

EQ-6K，迷你离心机主要用于试剂的组分分离、微小液滴的收集以及微量过滤等用途，是PCR实验的必不可少的仪器，适用于多种PCR单管及8连管。手掌大小，移动方便，特别推荐个人使用！

小巧玲珑/便携移动

双重开关保护/开盖即停

安静低躁/运行稳定

长寿命电机/经久耐用

转子更换快捷/无需工具

苏州东胜兴业科学仪器有限公司

EQ-6K

Q旋风迷你离心机 Mini Centrifuge

迷你, 方便, 快捷!



技术参数

转子	圆转子	排转子
转速	6000rpm±5%	
离心力	1606g (0.2ml)	
	1937g (0.5ml)	1990g
	2230g (1.5ml)	
	2267g (2ml)	
旋转方向	逆时针	
最大载量	8*2ml/1.5ml	4*8*0.2ml
		4*8*0.2ml 8连管
试管适配器	8*0.5ml, 8*0.2ml	
启动时间	2s	
停止时间	≤2s	
驱动方式	220V交流电机, 低噪音滚珠轴承	
驱动电机		
输入电源	AC 110-250V 50/60Hz	
尺寸 (L*W*H)	产品尺寸: 150*160*132mm	包装尺寸: 305*213*193mm
重量	净重: 0.95kg	毛重: 1.45kg
安全标准	符合IEC61010-2-020	

EASTWIN

苏州东胜兴业科学仪器有限公司

EASTWIN SCIENTIFIC EQUIPMENTS INC.

地址: 苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元

电话: 0512-85550818


传真: 0512-89188841

邮箱: info@eastwin.com

网址: http://www.eastwin.com



 新开源医疗集团旗下企业 (股票代码300109)

 400-086-6869